



Descripción del artículo

Número de pedido	17.2111.050
Descripción del artículo	Minivette® POCT neutral, volumen nominal: 50 µl, sin preparación, blanco, 200 unidades/bolsa

Características del producto

Tipo de extracción	capilar
Tipo de preparación	sin preparación
Ámbito de aplicación	extracción de sangre capilar
Codificar color	blanco

Dimensiones

Volumen nominal	50 µl
-----------------	-------

Material y colores

Material del producto	Acetato de celulosa (CA)
Color del producto	transparente

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Pureza y certificación

Categoría de producto	Producto para diagnóstico in vitro
Certificación CE	CE
Libre de látex	sí
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	2000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	200
unidades / caja	2000
unidades / pallet	144000
Profundidad caja interior	140 mm
Ancho de la caja interior	99 mm
Altura de la caja interior	117 mm
Profundidad de la caja	513 mm
Ancho de la caja	293 mm
Altura de la caja	140 mm
Volumen de la caja	0,021 cbm
Peso del producto	0,001 kg
Peso de la caja	2,66 kg
EAN de la caja interna	4038917310314
EAN de la caja	4038917310307

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

