



Descripción del artículo

Número de pedido	17.2112.020
Descripción del artículo	Minivette® POCT Heparina de litio LH, volumen nominal: 20 µl, preparación: Heparina, naranja, código de color EU, 200 unidades/bolsa, 200 unidades/caja

Características del producto

Tipo de extracción	capilar
Tipo de preparación	Heparina
Código de color	EU
Ámbito de aplicación	extracción de sangre capilar
Codificar color	naranja

Dimensiones

Volumen nominal	20 µl
-----------------	-------

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
Minivette® POCT Heparina de litio LH, 20 µl,
ébolo naranja, código de color EU, 200
unidades/bolsa

Material y colores

Material del producto Acetato de celulosa (CA)
Color del producto transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE CE
Libre de látex sí
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 2000
Tipo de embalaje bolsa
unidades / caja interna 200
unidades / caja 2000
unidades / pallet 144000
Profundidad caja interior 140 mm
Ancho de la caja interior 99 mm
Altura de la caja interior 117 mm
Profundidad de la caja 513 mm
Ancho de la caja 293 mm
Altura de la caja 140 mm
Volumen de la caja 0.021 cbm
Peso del producto 0.0009 kg
Peso de la caja 2.53 kg
EAN de la caja interna 4038917308991
EAN de la caja 4038917308984

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

