



Descripción del artículo

Número de pedido	17.2113.101
Descripción del artículo	Minivette® POCT EDTA K3, volumen nominal: 100 µl, preparación: EDTA K3, violeta, código de color ISO, 200 unidades/bolsa, 200 unidades/caja

Características del producto

Tipo de extracción	capilar
Tipo de preparación	EDTA K3
Código de color	ISO
Ámbito de aplicación	extracción de sangre capilar
Codificar color	violeta

Dimensiones

Volumen nominal	100 µl
-----------------	--------

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
**Minivette® POCT EDTA K3, 100 µl, émbolo
violeta, código de color ISO, 200 unidades/bolsa**

Página 2

Material y colores

Material del producto Acetato de celulosa (CA)
Color del producto transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE CE
Libre de látex sí
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 2000
Tipo de embalaje bolsa
unidades / caja interna 200
unidades / caja 2000
unidades / pallet 144000
Profundidad caja interior 140 mm
Ancho de la caja interior 99 mm
Altura de la caja interior 117 mm
Profundidad de la caja 513 mm
Ancho de la caja 293 mm
Altura de la caja 140 mm
Volumen de la caja 0.021 cbm
Peso del producto 0.0009 kg
Peso de la caja 2.51 kg
EAN de la caja interna 4038917375597
EAN de la caja 4038917375580

Estas son las especificaciones actuales para este producto.
Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su
totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin
notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-04-19

Este documento ha sido preparado
por el soporte informático EDP y es
válido sin la firma.



SARSTEDT