



### Descripción del artículo

Número de pedido	17.2113.120
Descripción del artículo	Minivette® POCT EDTA K3, volumen nominal: 20 µl, preparación: EDTA K3, violeta, código de color ISO, 200 unidades/bolsa, 200 unidades/caja

### Características del producto

Tipo de extracción	capilar
Tipo de preparación	EDTA K3
Código de color	ISO
Ámbito de aplicación	extracción de sangre capilar
Codificar color	violeta

### Dimensiones

Volumen nominal	20 µl
-----------------	-------

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





### **Material y colores**

Material del producto	Acetato de celulosa (CA)
Color del producto	transparente

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Libre de látex	sí
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	2000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	200
unidades / caja	2000
unidades / pallet	144000
Profundidad caja interior	140 mm
Ancho de la caja interior	99 mm
Altura de la caja interior	117 mm
Profundidad de la caja	513 mm
Ancho de la caja	293 mm
Altura de la caja	140 mm
Volumen de la caja	0.021 cbm
Peso del producto	0.0009 kg
Peso de la caja	2.53 kg
EAN de la caja interna	4038917320054
EAN de la caja	4038917320047

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

