

Especificaciones del producto Minivette® POCT EDTA K3, 200 µI, émbolo violeta, código de color ISO, 150 unidades/bolsa

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido 17.2113.201

Descripción del artículo Minivette® POCT EDTA K3, volumen nominal: 200 µl,

preparación: EDTA K3, violeta, código de color ISO, 150

unidades/bolsa, 150 unidades/caja

Características del producto

Tipo de extracción capilar
Tipo de preparación EDTA K3

Código de color ISO

Ámbito de aplicación extracción de sangre capilar

Codificar color violeta

Dimensiones

Volumen nominal 200 µl

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto

Minivette[®] POCT EDTA K3, 200 μl, émbolo violeta, código de color ISO, 150 unidades/bolsa

Página 2

Material y colores

Material del producto Acetato de celulosa (CA)

Color del producto transparente

Pureza y certificación

Categoria de producto In vitro-Diagnóstico, CE

Certificación CE CE
Libre de látex sí
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 1500 Tipo de embalaje bolsa unidades / caja interna 150 unidades / caja 1500 unidades / pallet 108000 Profundidad caja interior 140 mm Ancho de la caja interior 99 mm Altura de la caja interior 117 mm Profundidad de la caja 513 mm Ancho de la caja 293 mm Altura de la caja 140 mm Volumen de la caja 0.021 cbm Peso del producto 0.0011 kg Peso de la caja 2.36 kg

EAN de la caja interna 4038917362177 EAN de la caja 4038917362160

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

