



Descripción del artículo

Número de pedido	19.930.100
Descripción del artículo	Capilares para gasometría, preparación: heparina de litio equilibrada con calcio, volumen nominal: 100 µl, (LxØ): 100 x 2,05 mm, 250 unidades/bote

Características del producto

Tipo de extracción	capilar
Tipo de preparación	heparina de litio equilibrada con calcio
Concentración de la preparación	70 UI/ml sangre
Ámbito de aplicación	análisis de gas en sangre

Dimensiones

Volumen nominal	100 µl
Diámetro	2.05 mm
Longitud del producto	100 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto	Polietileno tereftalato (PET)
Color del producto	transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Libre de látex	sí
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	250
Tipo de embalaje	bote
unidades / caja interna	250
unidades / caja	16000
unidades / pallet	960000
Profundidad de la caja	398 mm
Ancho de la caja	358 mm
Altura de la caja	175 mm
Volumen de la caja	0.0249 cbm
Peso del producto	0.0003 kg
Peso de la caja	6.34 kg
EAN de la caja interna	4038917234252
EAN de la caja	4038917234245

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

