



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	19.930.140
Descripción del artículo	Capilares para gasometría, preparación: heparina de litio equilibrada con calcio, volumen nominal: 140 µl, (LxØ): 75 x 2,3 mm, 200 unidades/bote

### **Características del producto**

Tipo de extracción	capilar
Tipo de preparación	heparina de litio equilibrada con calcio
Concentración de la preparación	70 UI/ml sangre
Ámbito de aplicación	análisis de gas en sangre

### **Dimensiones**

Volumen nominal	140 µl
Diámetro	2.3 mm
Longitud del producto	75 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Material y colores**

Material del producto	Polietileno tereftalato (PET)
Color del producto	transparente

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Libre de látex	sí
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	200
Tipo de embalaje	bote
unidades / caja interna	200
unidades / caja	12800
unidades / pallet	921600
Profundidad de la caja	333 mm
Ancho de la caja	303 mm
Altura de la caja	190 mm
Volumen de la caja	0.0192 cbm
Peso del producto	0.0002 kg
Peso de la caja	4.22 kg
EAN de la caja interna	4038917234313
EAN de la caja	4038917234306

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

