



Descripción del artículo

Número de pedido	19.930.175
Descripción del artículo	Capilares para gasometría, preparación: heparina de litio equilibrada con calcio, volumen nominal: 175 µl, (LxØ): 100 x 2,3 mm, 200 unidades/bote

Características del producto

Tipo de extracción	capilar
Tipo de preparación	heparina de litio equilibrada con calcio
Concentración de la preparación	70 UI/ml sangre
Ámbito de aplicación	análisis de gas en sangre

Dimensiones

Volumen nominal	175 µl
Diámetro	2.3 mm
Longitud del producto	100 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
Capilares para gasometría, heparina de litio
equilibrada con calcio, 175 µl

Página 2

Material y colores

Material del producto Polietileno tereftalato (PET)
Color del producto transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE CE
Libre de látex sí
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 200
Tipo de embalaje bote
unidades / caja interna 200
unidades / caja 12800
unidades / pallet 921600
Profundidad de la caja 333 mm
Ancho de la caja 303 mm
Altura de la caja 190 mm
Volumen de la caja 0.0192 cbm
Peso del producto 0.0003 kg
Peso de la caja 5.5 kg
EAN de la caja interna 4038917234344
EAN de la caja 4038917234337

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-05-05

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT