



Especificaciones del producto
**Microvette® 200 Fluoruro/heparina FH, 200 µl,
cierre gris, fondo plano**

Página 1



Descripción del artículo

| | |
|--------------------------|---|
| Número de pedido | 20.1289.100 |
| Descripción del artículo | Microvette® 200 Fluoruro/heparina FH, extracción de sangre capilar, preparación: Fluoruro + heparina, volumen nominal: 200 µl, (LxØ) con tapón: 47,6 x 10,8 mm, con impresión, cierre gris, fondo plano, recipiente interior: cónico, 100 unidades/caja |

Características del producto

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Tipo de extracción | capilar |
| Tipo de preparación | Fluoruro + heparina |
| Código de color | ISO |
| Etiqueta/ Impresión | con impresión |
| Color impresión/etiqueta | gris |
| Tapón | tapón |
| Ámbito de aplicación | extracción de sangre capilar |
| Forma del fondo | fondo plano |
| Centrifugación recomendada | 2000 x g |
| Tiempo de centrifugación | 5 Min |
| Forma del tubo interno | cónico |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-04-29

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
Microvette® 200 Fluoruro/heparina FH, 200 µl,
cierre gris, fondo plano

Página 2

Dimensiones

| | |
|----------------------------|---------|
| Volumen nominal | 200 µl |
| Diámetro | 10.8 mm |
| Longitud incluido el tapón | 47.6 mm |
| Longitud sin tapón | 46.6 mm |

Material y colores

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Material del producto | Polipropileno (PP) |
| Color del producto | transparente |
| Material de cierre | Polietileno de alta densidad (HD-PE) |
| Color del cierre | gris |

Pureza y certificación

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Categoría de producto | In vitro-Diagnóstico, CE |
| Certificación CE | CE |
| Con lotes | sí |

Presentación

| | |
|----------------------------|---------------|
| Pedido mínimo | 1000 |
| Tipo de embalaje | caja |
| unidades / caja interna | 100 |
| unidades / caja | 1000 |
| unidades / pallet | 121000 |
| Profundidad caja interior | 139 mm |
| Ancho de la caja interior | 108 mm |
| Altura de la caja interior | 66 mm |
| Profundidad de la caja | 338 mm |
| Ancho de la caja | 228 mm |
| Altura de la caja | 160 mm |
| Volumen de la caja | 0.0123 cbm |
| Peso del producto | 0.0027 kg |
| Peso de la caja | 3.23 kg |
| EAN de la caja interna | 4038917127530 |
| EAN de la caja | 4038917070409 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-04-29

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT