



Descripción del artículo

Número de pedido	20.1290.100
Descripción del artículo	Microvette® 200 Suero CAT, extracción de sangre capilar, preparación: activador de coagulación, volumen nominal: 200 µl, (LxØ) con tapón: 47,6 x 10,8 mm, con impresión, cierre rojo, fondo plano, recipiente interior: cónico, 100 unidades/caja

Características del producto

Tipo de extracción	capilar
Tipo de preparación	activador de coagulación
Código de color	ISO
Etiqueta/ Impresión	con impresión
Color impresión/etiqueta	rojo
Tapón	tapón con un 1/4 de rosca
Ámbito de aplicación	extracción de sangre capilar
Forma del fondo	fondo plano
Centrifugación recomendada	10000 x g
Tiempo de centrifugación	5 Min
Forma del tubo interno	cónico

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Dimensiones

Volumen nominal	200 µl
Diámetro	10.8 mm
Longitud incluido el tapón	47.6 mm
Longitud sin tapón	46.6 mm

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	rojo

Pureza y certificación

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	100
unidades / caja	1000
unidades / pallet	121000
Profundidad caja interior	139 mm
Ancho de la caja interior	108 mm
Altura de la caja interior	66 mm
Profundidad de la caja	338 mm
Ancho de la caja	228 mm
Altura de la caja	160 mm
Volumen de la caja	0.0123 cbm
Peso del producto	0.0027 kg
Peso de la caja	3.23 kg
EAN de la caja interna	4038917127547
EAN de la caja	4038917070416

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

