



### Descripción del artículo

Número de pedido	20.1291
Descripción del artículo	Microvette® 200 Gel de suero, extracción de sangre capilar, preparación: Gel / Activador de coagulación, volumen nominal: 200 µl, (LxØ) con tapón: 47,6 x 10,8 mm, cierre marrón, fondo plano, recipiente interior: cilíndrico

### Características del producto

Tipo de extracción	capilar
Tipo de preparación	Gel / Activador de coagulación
Código de color	EU/ISO
Etiqueta/ Impresión	con impresión
Color impresión/etiqueta	marrón
Tapón	tapón con un 1/4 de rosca
Ámbito de aplicación	extracción de sangre capilar
Forma del fondo	fondo plano
Centrifugación recomendada	10000 x g
Tiempo de centrifugación	5 Min
Forma del tubo interno	cilíndrico

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





**Especificaciones del producto**  
**Microvette® 200 Gel de suero, 200 µl, cierre marrón, fondo plano**

**Página 2**

**Dimensiones**

Volumen nominal	200 µl
Diámetro	10,8 mm
Longitud incluido el tapón	47,6 mm
Longitud sin tapón	46,6 mm

**Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material del tapón	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	marrón

**Pureza y certificación**

Categoría de producto	Producto para diagnóstico in vitro
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

**Presentación**

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	caja interior
unidades / caja interna	100
unidades / caja	1000
unidades / pallet	121000
Profundidad caja interior	139 mm
Ancho de la caja interior	108 mm
Altura de la caja interior	66 mm
Profundidad de la caja	338 mm
Ancho de la caja	228 mm
Altura de la caja	160 mm
Volumen de la caja	0,0123 cbm
Peso del producto	0,003 kg
Peso de la caja	3,46 kg
EAN de la caja interna	4038917086059
EAN de la caja	4038917070379

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:  
2021-12-03

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**