



Especificaciones del producto
Microvette® APT 250 EDTA K2E, 250 µl, cierre violeta, tapón, fondo redondo

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	20.1331.100
Descripción del artículo	Microvette® APT 250 EDTA K2E, extracción de sangre capilar, preparación: EDTA K2, K2E, volumen nominal: 250 µl, Ø: 13 mm, con etiqueta de plástico, cierre violeta, tapón, con membrana perforable, fondo redondo, recipiente interior: cilíndrico, incl. tapón, no estériles, 50 unidades/caja

Características del producto

Tipo de extracción	capilar
Tipo de preparación	EDTA K2
Código de color	ISO
Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de plástico
Color impresión/etiqueta	transparente/violeta
Tapón	tapón de membrana
Tipo de cierre	tapón
Ámbito de aplicación	extracción de sangre capilar
Forma del fondo	fondo redondo
Volumen de trabajo	250 µl - 250 µl
Forma del tubo interno	cilíndrico

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-04-27

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
Microvette® APT 250 EDTA K2E, 250 µl, cierre violeta, tapón, fondo redondo

Página 2

Dimensiones

Volumen nominal	250 µl
Diámetro	13 mm
Longitud sin tapón	75 mm

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno (PE)
Color del cierre	violeta

Pureza y certificación

Cumple el requisito	P 650, ADR
Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Estándar de pureza	no estériles
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	50
unidades / caja	500
unidades / pallet	32000
Profundidad caja interior	201 mm
Ancho de la caja interior	128 mm
Altura de la caja interior	72 mm
Profundidad de la caja	378 mm
Ancho de la caja	268 mm
Altura de la caja	221 mm
Volumen de la caja	0.0224 cbm
Peso del producto	0.0075 kg
Peso de la caja	4.01 kg
EAN de la caja interna	4038917543026
EAN de la caja	4038917543019

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-04-27

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT