



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	20.1343
Descripción del artículo	Microvette® 500 Suero, extracción de sangre capilar, preparación: Activador de coagulación, volumen nominal: 500 µl, (LxØ) con tapón: 47,6 x 10,8 mm, cierre blanco, fondo plano, recipiente interior: cilíndrico

### **Características del producto**

Tipo de extracción	capilar
Tipo de preparación	Activador de coagulación
Código de color	EU
Etiqueta/ Impresión	con impresión
Color impresión/etiqueta	blanco
Tapón	tapón con un 1/4 de rosca
Ámbito de aplicación	extracción de sangre capilar
Forma del fondo	fondo plano
Volumen de trabajo	325 µl - 500 µl
Centrifugación recomendada	10000 x g
Tiempo de centrifugación	5 Min

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





**Especificaciones del producto**  
**Microvette® 500 Suero, 500 µl, cierre blanco,**  
**fondo plano**

Forma del tubo interno cilíndrico

**Dimensiones**

Volumen nominal 500 µl  
Diámetro 10,8 mm  
Longitud incluido el tapón 47,6 mm  
Longitud sin tapón 46,6 mm

**Material y colores**

Material del producto Polipropileno (PP)  
Color del producto transparente  
Material del tapón Polietileno de alta densidad (HD-PE)  
Color del cierre blanco

**Pureza y certificación**

Categoría de producto Producto para diagnóstico in vitro  
Certificación CE CE  
Con lotes sí

**Presentación**

Pedido mínimo 1000  
Tipo de embalaje caja interior  
unidades / caja interna 100  
unidades / caja 1000  
unidades / pallet 121000  
Profundidad caja interior 139 mm  
Ancho de la caja interior 108 mm  
Altura de la caja interior 66 mm  
Profundidad de la caja 338 mm  
Ancho de la caja 228 mm  
Altura de la caja 160 mm  
Volumen de la caja 0,0123 cbm  
Peso del producto 0,002 kg  
Peso de la caja 2,49 kg  
EAN de la caja interna 4038917086257  
EAN de la caja 4038917004831

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

