



Especificaciones del producto
Thrombo Plus® , 2 ml, cierre rojo, (LxØ): 75 x 11,5 mm, con impresión

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	51.334
Descripción del artículo	Thrombo Plus® , para el recuento directo de plaquetas, volumen nominal: 2 ml, cierre rojo, preparación: Sal de Hg, tapón a presión, (LxØ): 75 x 11,5 mm, fondo redondo, con impresión, 50 unidades/caja

Características del producto

Tipo de extracción	venosa y capilar
Tipo de preparación	Sal de Hg
Concentración de la preparación	Solución de 2,5 mg/ml
Etiqueta/ Impresión	con impresión
Color impresión/etiqueta	rojo
Graduación	sí
Tipo de cierre	tapón a presión
Ámbito de aplicación	muestras de sangre venosa y capilar
Ejemplo de aplicación	para el recuento directo de plaquetas
Forma del fondo	fondo redondo

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-04-29

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Dimensiones

Volumen nominal	2 ml
Diámetro	11.5 mm
Longitud del producto	75 mm
Longitud sin tapón	75 mm

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Color del cierre	rojo

Pureza y certificación

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	50
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	50
unidades / caja	500
unidades / pallet	48000
Profundidad de la caja	348 mm
Ancho de la caja	278 mm
Altura de la caja	140 mm
Volumen de la caja	0.0135 cbm
Peso del producto	0.0055 kg
Peso de la caja	3.03 kg
EAN de la caja interna	4038917081207
EAN de la caja	4038917000345

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

