



Descripción del artículo

Número de pedido	14.1513
Descripción del artículo	Tapa codificada, para S-Monovette® , rosa, 100 unidades/bolsa

Características del producto

Indicado para	S-Monovette®
Conexión	S-Monovette®

Dimensiones

Longitud del producto	13 mm
-----------------------	-------

Material y colores

Material del producto	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del producto	rosa

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	no

Presentación

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	100
unidades / caja	1000
unidades / pallet	324000
Profundidad de la caja	268 mm
Ancho de la caja	191 mm
Altura de la caja	100 mm
Volumen de la caja	0.0051 cbm
Peso del producto	0.0003 kg
Peso de la caja	0.47 kg
EAN de la caja interna	4038917086790
EAN de la caja	4038917073943

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

