



Descripción del artículo

Número de pedido	53.419
Descripción del artículo	Filtro válvula Seraplas® , V13, azul, para separación de suero/plasma del coágulo tras la centrifugación, 100 unidades/caja

Características del producto

Ámbito de aplicación	extracción de sangre venosa
Indicado para	separación de suero/plasma del coágulo tras la centrifugación

Dimensiones

Longitud del producto	92 mm
-----------------------	-------

Material y colores

Material del producto	Polietileno (PE)
Color del producto	azul

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Ficha de seguridad	no
Con lotes	no

Presentación

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	100
unidades / caja	1000
unidades / pallet	75000
Profundidad caja interior	119 mm
Ancho de la caja interior	99 mm
Altura de la caja interior	98 mm
Profundidad de la caja	513 mm
Ancho de la caja	293 mm
Altura de la caja	140 mm
Volumen de la caja	0.021 cbm
Peso del producto	0.0016 kg
Peso de la caja	2.15 kg
EAN de la caja interna	4038917081481
EAN de la caja	4038917000574

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

