



Especificaciones del producto
Filtro válvula Seraplas® , verde, para separación de suero/plasma del coágulo tras la centrifugación

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido 53.420
Descripción del artículo Filtro válvula Seraplas® , V16, verde, para separación de suero/plasma del coágulo tras la centrifugación, 100 unidades/caja

Características del producto

Ámbito de aplicación extracción de sangre venosa
Indicado para separación de suero/plasma del coágulo tras la centrifugación

Dimensiones

Longitud del producto 92 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-04-29

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
**Filtro válvula Seraplas® , verde, para separación
de suero/plasma del coágulo tras la
centrifugación**

Página 2

Material y colores

Material del producto Polietileno (PE)
Color del producto verde

Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Ficha de seguridad no
Con lotes no

Presentación

Pedido mínimo 1000
Tipo de embalaje caja
unidades / caja interna 100
unidades / caja 1000
unidades / pallet 54000
Profundidad caja interior 156 mm
Ancho de la caja interior 99 mm
Altura de la caja interior 130 mm
Profundidad de la caja 513 mm
Ancho de la caja 328 mm
Altura de la caja 150 mm
Volumen de la caja 0.0252 cbm
Peso del producto 0.0023 kg
Peso de la caja 2.98 kg
EAN de la caja interna 4038917081498
EAN de la caja 4038917000581

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-04-29

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT