




Especificaciones del producto
**Filtro válvula Seraplas® , blanco, para separación
de suero/plasma del coágulo tras la
centrifugación**

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido 53.677
Descripción del artículo Filtro válvula Seraplas® , V11, blanco, para separación de suero/plasma del coágulo tras la centrifugación, 500 unidades/bolsa

Características del producto

Ámbito de aplicación extracción de sangre venosa
Indicado para separación de suero/plasma del coágulo tras la centrifugación

Dimensiones

Longitud del producto 92 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto

Filtro válvula Seraplas® , blanco, para separación de suero/plasma del coágulo tras la centrifugación

Material y colores

Material del producto	Polietileno (PE)
Color del producto	blanco

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Ficha de seguridad	no
Con lotes	no

Presentación

Pedido mínimo	5000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	500
unidades / caja	5000
unidades / pallet	120000
Profundidad de la caja	398 mm
Ancho de la caja	398 mm
Altura de la caja	415 mm
Volumen de la caja	0.0657 cbm
Peso del producto	0.0015 kg
Peso de la caja	8.5 kg
EAN de la caja interna	4038917083317
EAN de la caja	4038917002257

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

