

Especificaciones del producto Filtro de suero, translúcido, 100 x 16 mm

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido 53.9924.613

Descripción del artículo Filtro de suero, translúcido, (LxØ): 100 x 16 mm, filtrado de

la fibrina del del suero/plasma de sangre centrifugada, 100

unidades/bolsa

Características del producto

Ámbito de aplicación Filtro de suero

Ejemplo de aplicación filtrado de la fibrina del del suero/plasma de sangre

centrifugada

Dimensiones

Diámetro 16 mm Longitud del producto 100 mm

Material y colores

Material del producto Polietileno de alta densidad (HD-PE)

Color del producto translúcido

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión: 2024-04-23

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.





Especificaciones del producto Filtro de suero, translúcido, 100 x 16 mm

Página 2

Pureza y certificación

Libre de látex sí Apirógeno no Ficha de seguridad no

Presentación

Pedido mínimo 1000 Tipo de embalaje bolsa unidades / caja interna 100 unidades / caja 1000 unidades / pallet 60000 Profundidad de la caja 428 mm Ancho de la caja 358 mm Altura de la caja 234 mm Volumen de la caja 0.0357 cbm

Peso de la caja 3 kg

EAN de la caja interna 4038917155441 EAN de la caja 4038917398336

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

