



Descripción del artículo

Número de pedido	55.1571.051
Descripción del artículo	Tubo adaptador, (LxØ): 65 x 13 mm, material: PP, azul claro, 250 unidades/bolsa

Características del producto

Indicado para	S-Monovette® con Ø 8 mm, Microvette® y microrrecipientes de muestras
Forma del fondo	fondo redondo

Dimensiones

Diámetro	13 mm
Longitud del producto	65 mm

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	azul claro

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Con lotes no

Presentación

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	250
unidades / caja	1000
unidades / pallet	72000
Profundidad de la caja	333 mm
Ancho de la caja	303 mm
Altura de la caja	190 mm
Volumen de la caja	0.0192 cbm
Peso del producto	0.0019 kg
Peso de la caja	2.23 kg
EAN de la caja interna	4038917283380
EAN de la caja	4038917283373

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

