



**Especificaciones del producto**  
**Tubo adaptador, (LxØ): 55 x 13 mm, PP,**  
**transparente**

**Página 1**



### Descripción del artículo

Número de pedido	55.1572
Descripción del artículo	Tubo adaptador, (LxØ): 55 x 13 mm, material: PP, transparente, 250 unidades/bolsa

### Características del producto

Tipo de cierre	tapón de rosca
Indicado para	S-Monovette® con Ø 8 mm
Forma del fondo	fondo redondo

### Dimensiones

Diámetro	13 mm
Longitud del producto	55 mm

### Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-05-04

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



**Especificaciones del producto**  
**Tubo adaptador, (LxØ): 55 x 13 mm, PP,**  
**transparente**

**Página 2**

**Pureza y certificación**

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD  
Con lotes no

**Presentación**

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	250
unidades / caja	1000
unidades / pallet	72000
Profundidad de la caja	333 mm
Ancho de la caja	303 mm
Altura de la caja	190 mm
Volumen de la caja	0.0192 cbm
Peso del producto	0.0014 kg
Peso de la caja	1.71 kg
EAN de la caja interna	4038917283823
EAN de la caja	4038917283816

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-05-04

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**