



Descripción del artículo

Número de pedido	55.526.053
Descripción del artículo	Tubo, volumen de trabajo: 5 ml, (LxØ): 75 x 12 mm, material: PP, fondo redondo, transparente, tapón a presión, apto para Abbott m1000, 500 unidades/envase apilado

Características del producto

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón a presión
Indicado para	Abbott m1000
Forma del fondo	fondo redondo
Volumen de trabajo	5 ml
Centrifugación máx (ACR)	5000 x g

Dimensiones

Diámetro	12 mm
Longitud del producto	75 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto Polipropileno (PP)
Color del producto transparente

Pureza y certificación

Cumple el requisito hermético a 0,6 bar/10 min
Categoría de producto In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE CE
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 2000
Tipo de embalaje envase apilado
unidades / caja interna 500
unidades / caja 2000
unidades / pallet 48000
Profundidad de la caja 378 mm
Ancho de la caja 210 mm
Altura de la caja 391 mm
Volumen de la caja 0.0309 cbm
Peso del producto 0.0026 kg
Peso de la caja 6 kg
EAN de la caja interna 4038917109710
EAN de la caja 4038917080033

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

