

Especificaciones del producto

Tubo roscado, 5 ml, (LxØ): 92 x 15,3 mm, fondo intermedio cónico, fondo del tubo redondeado, PP, cierre montado, 100 unidades/bolsa

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido 62.612

Descripción del artículo Tubo roscado, volumen de trabajo: 5 ml, (LxØ): 92 x 15,3

mm, fondo intermedio cónico, fondo del tubo redondeado.

transparente, material: PP, con impresión,

etiqueta/impresión: blanco, con escala, cierre montado, 100

unidades/bolsa, 1.000 unidades/caja

Características del producto

Etiqueta/ Impresión con impresión

Color impresión/etiqueta blanco Graduación sí

Forma del fondo fondo intermedio cónico, fondo del tubo redondeado

Volumen de trabajo 5 ml

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

F S



Especificaciones del producto

Tubo roscado, 5 ml, (LxØ): 92 x 15,3 mm, fondo intermedio cónico, fondo del tubo redondeado, PP, cierre montado, 100 unidades/bolsa

Página 2

Dimensiones

Diámetro 15.3 mm Longitud del producto 92 mm Longitud sin tapón 92 mm

Material y colores

Material del producto Polipropileno (PP)
Color del producto transparente

Pureza y certificación

Cumple el requisito IATA, ADR

Categoria de producto In vitro-Diagnóstico, CE

Certificación CE CE
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 1000 Tipo de embalaje bolsa unidades / caja interna 100 unidades / caja 1000 unidades / pallet 36000 Profundidad de la caja 398 mm Ancho de la caja 398 mm Altura de la caja 300 mm Volumen de la caja 0.0475 cbm Peso del producto 0.005 kg Peso de la caja 5.69 kg

EAN de la caja interna 4038917082884 EAN de la caja 4038917001908

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

