



Descripción del artículo

| | |
|--------------------------|---|
| Número de pedido | 65.647 |
| Descripción del artículo | Tapón para archivo, sin filtro, azul claro, adecuada para S-Monovette® , tubos Ø 13-16 mm, 1.000 unidades/bolsa |

Características del producto

| | |
|---------------|---------------------------------|
| Indicado para | S-Monovette® , tubos Ø 13-16 mm |
| Filtro | no |

Material y colores

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Material del producto | Polipropileno (PP) |
| Color del producto | azul claro |

Pureza y certificación

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Categoría de producto | In vitro-Diagnóstico, CE |
| Certificación CE | CE |
| Con lotes | sí |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Presentación

| | |
|-------------------------|---------------|
| Pedido mínimo | 5000 |
| Tipo de embalaje | bolsa |
| unidades / caja interna | 1000 |
| unidades / caja | 5000 |
| unidades / pallet | 210000 |
| Profundidad de la caja | 388 mm |
| Ancho de la caja | 378 mm |
| Altura de la caja | 250 mm |
| Volumen de la caja | 0.0367 cbm |
| Peso del producto | 0.0009 kg |
| Peso de la caja | 5.2 kg |
| EAN de la caja interna | 4038917158640 |
| EAN de la caja | 4038917313292 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

