



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	73.1051
Descripción del artículo	Recipiente suspendido, apto para Tubos y S-Monovette® Ø 13 mm, material: PS, longitud: 23,5 mm, transparente, 500 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Graduación	no
Indicado para	Tubos y S-Monovette® Ø 13 mm
Forma del fondo	fondo cónico con faldón

### **Dimensiones**

Diámetro de la abertura	9 mm
Longitud del producto	23.5 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Material y colores**

Material del producto Poliestireno (PS)  
Color del producto transparente

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD  
Con lotes no

### **Presentación**

Pedido mínimo 2000  
Tipo de embalaje bolsa  
unidades / caja interna 500  
unidades / caja 2000  
unidades / pallet 156000  
Profundidad de la caja 428 mm  
Ancho de la caja 323 mm  
Altura de la caja 130 mm  
Volumen de la caja 0.018 cbm  
Peso del producto 0.0006 kg  
Peso de la caja 1.6 kg  
EAN de la caja interna 4038917085144  
EAN de la caja 4038917003827

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

