



Descripción del artículo

Número de pedido	73.1053
Descripción del artículo	Recipiente suspendido, apto para tubos y S-Monovette® Ø 16 mm, material: PS, longitud: 23,5 mm, transparente, 500 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	no
Indicado para	tubos y S-Monovette® Ø 16 mm
Forma del fondo	fondo cónico con faldón

Dimensiones

Diámetro de la abertura	11 mm
Longitud del producto	23.5 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Material y colores

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	no

Presentación

Pedido mínimo	2000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	500
unidades / caja	2000
unidades / pallet	156000
Profundidad de la caja	428 mm
Ancho de la caja	323 mm
Altura de la caja	130 mm
Volumen de la caja	0.018 cbm
Peso del producto	0.0009 kg
Peso de la caja	2.26 kg
EAN de la caja interna	4038917085168
EAN de la caja	4038917003841

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

