



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	73.650.500
Descripción del artículo	Recipiente de muestras, apto para contador Coulter, cierre incluido, material: PS, (LxØ): 60 x 34 mm, 250 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón a presión
Indicado para	contador Coulter
Forma del fondo	fondo plano

### **Dimensiones**

Diámetro	34 mm
Diámetro de la abertura	12 mm
Longitud del producto	60 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Material y colores**

Material del producto	Poliestireno (PS)
Material de cierre	Polietileno de baja densidad (LD-PE)

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	250
unidades / caja	500
unidades / pallet	18000
Profundidad de la caja	398 mm
Ancho de la caja	398 mm
Altura de la caja	300 mm
Volumen de la caja	0.0475 cbm
Peso del producto	0.0077 kg
Peso de la caja	4.51 kg
EAN de la caja interna	4038917157841
EAN de la caja	4038917157834

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

