



### Descripción del artículo

|                          |                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de pedido         | 73.834                                                                                                                                                   |
| Descripción del artículo | Cubeta y bola, apto para coagulómetro KC Amelung (makro), material: PS, longitud: 23 mm, transparente, 1.000 cubetas/bolsa y 1.000 bolas de acero/frasco |

### Características del producto

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Graduación      | no                              |
| Indicado para   | coagulómetro KC Amelung (makro) |
| Forma del fondo | fondo plano                     |

### Dimensiones

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Diámetro de la abertura | 10 mm |
| Longitud del producto   | 23 mm |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Especificaciones del producto**  
**Cubeta y bola, apto para coagulómetro KC**  
**Amelung (makro), transparente**

**Material y colores**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Material del producto | Poliestireno (PS) |
| Color del producto    | transparente      |

**Pureza y certificación**

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Categoría de producto | no es un producto sanitario   IVD |
| Con lotes             | sí                                |

**Presentación**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Pedido mínimo           | 2000          |
| unidades / caja interna | 1000          |
| unidades / caja         | 2000          |
| unidades / pallet       | 216000        |
| Profundidad de la caja  | 308 mm        |
| Ancho de la caja        | 223 mm        |
| Altura de la caja       | 195 mm        |
| Volumen de la caja      | 0.0134 cbm    |
| Peso del producto       | 0.0008 kg     |
| Peso de la caja         | 1.8 kg        |
| EAN de la caja interna  | 4038917084321 |
| EAN de la caja          | 4038917003186 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

