



Descripción del artículo

Número de pedido 95.1007.101
Descripción del artículo Torniquete venoso, sin látex, 250 unidades/bolsa

Características del producto

Ámbito de aplicación extracción de sangre venosa

Material y colores

Color del producto amarillo

Pureza y certificación

Categoría de producto no regulado
Certificación CE sin marca CE
Libre de látex sí
Con lotes sí

Estas son las especificaciones actuales para este producto.
Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Presentación

Pedido mínimo	250
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	250
unidades / caja	2000
unidades / pallet	42000
Profundidad de la caja	581 mm
Ancho de la caja	368 mm
Altura de la caja	194 mm
Volumen de la caja	0.0414 cbm
Peso de la caja	7.01 kg
EAN de la caja interna	4038917263214
EAN de la caja	4038917398220

Estas son las especificaciones actuales para este producto.
Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su
totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin
notificación previa.

