



### Descripción del artículo

Número de pedido	95.1007
Descripción del artículo	Torniquete venoso, material: PA, 1 unidades/bolsa

### Características del producto

Color impresión/etiqueta	blanco
Ámbito de aplicación	extracción de sangre venosa

### Material y colores

Material del producto	Poliamida (PA)
Color del producto	rojo

### Pureza y certificación

Categoría de producto	Producto sanitario
Certificación CE	Proveedor CE
Libre de látex	no
Con lotes	no

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





### Presentación

Pedido mínimo	1
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	1
unidades / caja	200
unidades / pallet	12800
Volumen de la caja	0.0254 cbm
Peso del producto	0.0294 kg
Peso de la caja	7 kg
EAN de la caja interna	4260150884301
EAN de la caja	4260150884400

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

