



Descripción del artículo

Número de pedido	95.1008
Descripción del artículo	Torniquete venoso TourniSTRETCH, sin látex, 25 unidades/bolsa

Características del producto

Ámbito de aplicación	extracción de sangre venosa
----------------------	-----------------------------

Material y colores

Color del producto	amarillo
--------------------	----------

Pureza y certificación

Categoría de producto	Producto sanitario
Certificación CE	Proveedor CE > no Sarstedt CE
Libre de látex	sí
Con lotes	sí

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Presentación

Pedido mínimo	25
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	25
unidades / caja	500
unidades / pallet	8000
Volumen de la caja	0,0572 cbm
Peso del producto	0,0087 kg
Peso de la caja	5,2 kg
EAN de la caja interna	4038917405676
EAN de la caja	4038917405669

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

