



Descripción del artículo

Número de pedido	14.1205.100
Descripción del artículo	Multiadaptador, Luer-Lock, conexión: Luer-Lock, para S-Monovette®, 1 unidades/blíster, 100 unidades/caja, estéril, apirógeno/libre de endotoxinas

Características del producto

Versión	Luer-Lock
Indicado para	S-Monovette®
Conexión	Luer-Lock

Dimensiones

Longitud del producto	47 mm
-----------------------	-------

Material y colores

Material del producto	Polietileno (PE)/Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)
Color del producto	translúcido

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Pureza y certificación

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Estándar de pureza	estéril, apirógeno/libre de endotoxinas
Esterilización	Irradiación gamma
Apirógeno	sí
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	blíster
unidades / caja interna	100
unidades / caja	1000
unidades / pallet	80000
Profundidad caja interior	268 mm
Ancho de la caja interior	81 mm
Altura de la caja interior	71 mm
Profundidad de la caja	373 mm
Ancho de la caja	178 mm
Altura de la caja	287 mm
Volumen de la caja	0.0191 cbm
Peso del producto	0.0021 kg
Peso de la caja	3.11 kg
EAN de la caja interna	4038917126700
EAN de la caja	4038917020817

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

