



Descripción del artículo

Número de pedido	14.1207
Descripción del artículo	Adaptador para cultivo de sangre LongNeck, para cuellos de botellas estrechos, tapón roscado con membrana montado, conexión: frasco de hemocultivo, para utilizar con aguja (Safety-)Multifly® , 1 unidades/blíster, 50 unidades/caja, estéril, apirógeno/libre de endotoxinas

Características del producto

Versión	tapón roscado con membrana montado
Indicado para	utilizar con aguja (Safety-)Multifly®
Conexión	frasco de hemocultivo

Dimensiones

Diámetro de la abertura	19 mm
Longitud del producto	74 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Color del producto transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE CE
Estándar de pureza estéril, apirógeno/libre de endotoxinas
Esterilización Irradiación con electrones
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 250
Tipo de embalaje blíster
unidades / caja interna 50
unidades / caja 250
unidades / pallet 9000
Profundidad de la caja 578 mm
Ancho de la caja 368 mm
Altura de la caja 195 mm
Volumen de la caja 0.0415 cbm
Peso del producto 0.0041 kg
Peso de la caja 2.14 kg
EAN de la caja interna 4038917364188
EAN de la caja 4038917364171

Estas son las especificaciones actuales para este producto.
Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su
totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin
notificación previa.

