



### Descripción del artículo

Número de pedido	51.1638.940
Descripción del artículo	Kit Safety-Multifly® -BKF 21G, aguja (ØxL): 21G x 3/4", color de la codificación: verde, longitud del tubo: 200 mm, con kit adaptador para hemocultivo, componentes del kit: 1 aguja Safety-Multifly® 21G con tubo largo sin DEHP (REF 85.1638.235) y 1 adaptador Universal para cultivo de sangre (REF 14.1207), 1 unidades/blíster, estéril, 1 unidades/caja

### Características del producto

Versión	kit adaptador para hemocultivo
Codificar color	verde
Producto de seguridad	sí
Conexión	frasco de hemocultivo

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Especificaciones del producto**  
**Kit Safety-Multifly® -BKF 21G, 21G x 3/4", verde,**  
**longitud del tubo: 200 mm, 1 unidades/blíster**

**Página 2**

**Dimensiones**

Diámetro exterior de la aguja	21 G / 0,8 mm
Diámetro del tubo	2.3 mm
Longitud de la aguja	19 mm
Longitud del tubo	200 mm

**Pureza y certificación**

Categoría de producto	Producto sanitario
Estándar de pureza	estéril
Con lotes	sí

**Presentación**

Pedido mínimo	50000
Tipo de embalaje	blíster
unidades / caja interna	1
unidades / caja	50
unidades / pallet	3200
Profundidad de la caja	398 mm
Ancho de la caja	298 mm
Altura de la caja	215 mm
Volumen de la caja	0.0255 cbm
Peso del producto	0.0082 kg
Peso de la caja	1.09 kg
EAN de la caja interna	4038917408738
EAN de la caja	4038917408721

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-05-02

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**