



Descripción del artículo

Número de pedido	51.1640.945
Descripción del artículo	Kit Safety-Multifly® -BKF 23G, aguja (ØxL): 23G x 3/4", color de la codificación: azul, longitud del tubo: 200 mm, con kit adaptador para hemocultivo, componentes del kit: 1 aguja Safety-Multifly® 23G con tubo largo sin DEHP (REF 85.1640.235) y 1 adaptador Universal para cultivo de sangre (REF 14.1209), 1 unidades/blíster, estéril, 1 unidades/caja

Características del producto

Versión	kit adaptador para hemocultivo
Codificar color	azul
Producto de seguridad	sí
Conexión	frasco de hemocultivo

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Dimensiones

Diámetro exterior de la aguja	23 G / 0,6 mm
Diámetro del tubo	2.3 mm
Longitud de la aguja	19 mm
Longitud del tubo	200 mm

Pureza y certificación

Categoría de producto	Producto sanitario
Estándar de pureza	estéril
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	50
Tipo de embalaje	blíster
unidades / caja interna	1
unidades / caja	50
unidades / pallet	2100
Profundidad de la caja	388 mm
Ancho de la caja	378 mm
Altura de la caja	235 mm
Volumen de la caja	0.0345 cbm
Peso del producto	0.0118 kg
Peso de la caja	1.42 kg
EAN de la caja interna	4038917357500
EAN de la caja	4038917357494

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

