



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	85.1372.200
Descripción del artículo	Aguja Safety S-Monovette® , aguja (ØxL): 20G x 1" , color de la codificación: amarillo, 1 unidades/blíster, estéril, apirógeno/libre de endotoxinas

### **Características del producto**

Codificar color	amarillo
Producto de seguridad	sí
Conexión	tapón roscado con membrana

### **Dimensiones**

Diámetro exterior de la aguja	20 G / 0,9 mm
Longitud de la aguja	25,4 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





### **Pureza y certificación**

Producto conforme con DPS o Producto sanitario  
IVD

Certificación CE	CE0124 (Dekra)
Estándar de pureza	estéril, apirógeno/libre de endotoxinas
Esterilización	Irradiación gamma
Apirógeno	sí
Número de lote o de serie	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	blíster
unidades / caja interna	50
unidades / caja	500
unidades / pallet	39000
Profundidad caja interior	268 mm
Ancho de la caja interior	111 mm
Altura de la caja interior	71 mm
Profundidad de la caja	373 mm
Ancho de la caja	233 mm
Altura de la caja	290 mm
Volumen de la caja	0,0252 cbm
Peso del producto	0,0026 kg
Peso de la caja	2,47 kg
EAN de la caja interna	4038917127943
EAN de la caja	4038917361941

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

