



### Descripción del artículo

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Número de pedido         | 85.1638.935   |
| Descripción del artículo | Aguja Safety-Multifly® , aguja (ØxL): 21G x 3/4", color de la codificación: verde, longitud del tubo: 200 mm, con Soporte de aguja montado, sin DEHP, 1 unidades/blíster, estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, 25 unidades/caja |

### Características del producto

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Versión               | Soporte de aguja montado |
| Codificar color       | verde                    |
| Producto de seguridad | sí                       |
| Conexión              | Tubo de vacío            |

### Dimensiones

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Diámetro exterior de la aguja | 21 G / 0,8 mm |
| Diámetro del tubo             | 2.3 mm        |
| Longitud de la aguja          | 19 mm         |
| Longitud del tubo             | 200 mm        |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Pureza y certificación**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Categoría de producto | Producto sanitario                      |
| Certificación CE      | CE 0124 (DEKRA)                         |
| Estándar de pureza    | estéril, apirógeno/libre de endotoxinas |
| Esterilización        | Esterilización por gas                  |
| Apirógeno             | sí                                      |
| Plastificante         | sin DEHP                                |
| Con lotes             | sí                                      |

### **Presentación**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Pedido mínimo           | 100           |
| Tipo de embalaje        | blíster       |
| unidades / caja interna | 25            |
| unidades / caja         | 100           |
| unidades / pallet       | 7200          |
| Profundidad de la caja  | 533 mm        |
| Ancho de la caja        | 263 mm        |
| Altura de la caja       | 140 mm        |
| Volumen de la caja      | 0.0196 cbm    |
| Peso del producto       | 0.0052 kg     |
| Peso de la caja         | 1.38 kg       |
| EAN de la caja interna  | 4038917240345 |
| EAN de la caja          | 4038917240338 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

