



Especificaciones del producto

S-Monovette® Suero CAT, 7,5 ml, cierre blanco, (LxØ): 92 x 15 mm, con etiqueta de plástico pre-codificado, precódigo de barras con un intervalo de números único de 8 dígitos y un prefijo de 3 dígitos

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	01.1601.088
Descripción del artículo	S-Monovette® Suero CAT, preparación: Activador de coagulación, 7,5 ml, tapón roscado con membrana, cierre blanco, código de color EU, (LxØ) sin tapón: 92 x 15 mm, con etiqueta de plástico pre-codificado, precódigo de barras con un intervalo de números único de 8 dígitos y un prefijo de 3 dígitos 005, etiqueta/impresión: blanco/negro, 50 unidades/caja, estéril

Características del producto

Tipo de extracción	venosa
Tipo de preparación	Activador de coagulación
Código de color	EU
Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de plástico pre-codificado
Color impresión/etiqueta	blanco/negro
Graduación	escala nominal

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-05-15

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto

S-Monovette® Suero CAT, 7,5 ml, cierre blanco, (LxØ): 92 x 15 mm, con etiqueta de plástico pre-codificado, precódigo de barras con un intervalo de números único de 8 dígitos y un prefijo de 3 dígitos

Página 2

Tapón	tapón roscado con membrana
Tipo de cierre	tapón de rosca
Centrifugación recomendada	2000 x g
Temperatura de centrifugación	20
Tiempo de centrifugación	10 Min
Impermeable	sí
Conexión	tapón roscado con membrana

Dimensiones

Volumen nominal	7.5 ml
Diámetro	15 mm
Longitud incluido el tapón	108 mm
Longitud sin tapón	92 mm
Longitud con tapón y émbolo	129 mm

Material y colores

Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	blanco
Material de la membrana	goma
Material del tubo	Polipropileno (PP)
Material del pistón	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Material del émbolo	Poliestireno (PS)

Pureza y certificación

Cumple el requisito	IATA, ADR
Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación con electrones
Con lotes	sí

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-05-15

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto

**S-Monovette® Suero CAT, 7,5 ml, cierre blanco,
(LxØ): 92 x 15 mm, con etiqueta de plástico
pre-codificado, precódigo de barras con un
intervalo de números único de 8 dígitos y un
prefijo de 3 dígitos**

Página 3

Presentación

Pedido mínimo	20000
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	50
unidades / caja	500
unidades / pallet	32000
Profundidad caja interior	189 mm
Ancho de la caja interior	134 mm
Altura de la caja interior	82 mm
Profundidad de la caja	440 mm
Ancho de la caja	400 mm
Altura de la caja	129 mm
Volumen de la caja	0.0227 cbm
Peso del producto	0.0084 kg
Peso de la caja	5.02 kg
EAN de la caja interna	4038917949200
EAN de la caja	4038917949217

Estas son las especificaciones actuales para este producto.
Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su
totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin
notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-05-15

Este documento ha sido preparado
por el soporte informático EDP y es
válido sin la firma.



SARSTEDT