

# Especificaciones del producto

S-Monovette<sup>®</sup> Suero Gel CAT, 7,5 ml, cierre marrón, (LxØ): 92 x 15 mm, con etiqueta de plástico pre-codificado, precódigo de barras con un intervalo de números único de 8 dígitos y un prefijo de 3 dígitos

Página 1



### Descripción del artículo

Número de pedido 01.1602.088

Descripción del artículo S-Monovette<sup>®</sup> Suero Gel CAT, preparación: activador de

coagulación/gel, 7,5 ml, tapón roscado con membrana, cierre marrón, código de color EU/ISO, (LxØ) sin tapón: 92 x 15 mm, con etiqueta de plástico pre-codificado, precódigo de barras con un intervalo de números único de 8 dígitos y

un prefijo de 3 dígitos 010, etiqueta/impresión:

blanco/marrón, 50 unidades/caja, estéril

# Características del producto

Tipo de extracción venosa

Tipo de preparación activador de coagulación/gel

Código de color EU/ISO

Etiqueta/ Impresión con etiqueta de plástico pre-codificado

Color impresión/etiqueta blanco/marrón Graduación escala nominal

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión: 2024-05-21

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.

**5** 

**SARSTEDT** 



# Especificaciones del producto

S-Monovette<sup>®</sup> Suero Gel CAT, 7,5 ml, cierre marrón, (LxØ): 92 x 15 mm, con etiqueta de plástico pre-codificado, precódigo de barras con un intervalo de números único de 8 dígitos y un prefijo de 3 dígitos

Página 2

Tapón tapón roscado con membrana

Tipo de cierre tapón de rosca

Centrifugación recomendada 2500 x g

Temperatura de centrifugación 20 Tiempo de centrifugación 10 Min Impermeable sí

Conexión tapón roscado con membrana

#### **Dimensiones**

Volumen nominal 7.5 ml
Diámetro 15 mm
Longitud incluido el tapón 108 mm
Longitud sin tapón 92 mm
Longitud con tapón y émbolo 129 mm

### Material y colores

Color del producto transparente

Material de cierre Polietileno de alta densidad (HD-PE)

Color del cierre marrón Material de la membrana goma

Material del tubo Polipropileno (PP)

Material del pistón Polietileno de alta densidad (HD-PE)

Material del émbolo Poliestireno (PS)

# Pureza y certificación

Cumple el requisito IATA, ADR

Categoria de producto In vitro-Diagnóstico, CE

Certificación CE CE Estándar de pureza estéril

Esterilización Irradiación con electrones

Con lotes sí

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





# Especificaciones del producto

S-Monovette<sup>®</sup> Suero Gel CAT, 7,5 ml, cierre marrón, (LxØ): 92 x 15 mm, con etiqueta de plástico pre-codificado, precódigo de barras con un intervalo de números único de 8 dígitos y un prefijo de 3 dígitos

Página 3

#### Presentación

Pedido mínimo 20000 Tipo de embalaje caja unidades / caja interna 50 unidades / caja 500 unidades / pallet 24000 Profundidad caja interior 189 mm Ancho de la caja interior 134 mm Altura de la caja interior 82 mm Profundidad de la caja 440 mm Ancho de la caja 400 mm Altura de la caja 129 mm Volumen de la caja 0.0227 cbm Peso del producto 0.0088 kg Peso de la caja 5.22 kg

EAN de la caja interna 4038917949323 EAN de la caja 4038917949330

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

