



# Especificaciones del producto

## S-Monovette® Suero CAT, 9 ml, cierre blanco, (LxØ): 92 x 16 mm, con etiqueta de papel

Página 1



### Descripción del artículo

Número de pedido	02.1063.001
Descripción del artículo	S-Monovette® Suero CAT, CAT, preparación: activador de coagulación, 9 ml, tapón roscado con membrana, cierre blanco, código de color EU, (LxØ) sin tapón: 92 x 16 mm, con etiqueta de papel, etiqueta/impresión: negra, 50 unidades/caja, estéril

### Características del producto

Tipo de extracción	venosa
Tipo de preparación	activador de coagulación
Código de color	EU
Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de papel
Color impresión/etiqueta	negra
Graduación	escala nominal
Tapón	tapón roscado con membrana
Tipo de cierre	tapón de rosca
Centrifugación recomendada	2000 x g
Temperatura de centrifugación	20
Tiempo de centrifugación	10 Min

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:  
2024-03-29

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



**Especificaciones del producto**  
**S-Monovette® Suero CAT, 9 ml, cierre blanco,**  
**(LxØ): 92 x 16 mm, con etiqueta de papel**

**Página 2**

Impermeable sí  
Conexión tapón roscado con membrana

**Dimensiones**

Volumen nominal 9 ml  
Diámetro 16 mm  
Longitud incluido el tapón 108 mm  
Longitud sin tapón 92 mm  
Longitud con tapón y émbolo 129 mm

**Material y colores**

Color del producto transparente  
Material de cierre Polietileno de alta densidad (HD-PE)  
Color del cierre blanco  
Material de la membrana goma  
Material del tubo Polipropileno (PP)  
Material del pistón Polietileno de alta densidad (HD-PE)  
Material del émbolo Poliestireno (PS)

**Pureza y certificación**

Cumple el requisito IATA, ADR  
Categoria de producto In vitro-Diagnóstico, CE  
Certificación CE CE  
Estándar de pureza estéril  
Esterilización Irradiación con electrones  
Con lotes sí

**Presentación**

Pedido mínimo 500  
Tipo de embalaje caja  
unidades / caja interna 50  
unidades / caja 500  
unidades / pallet 24000  
Profundidad caja interior 204 mm  
Ancho de la caja interior 134 mm  
Altura de la caja interior 88 mm  
Profundidad de la caja 648 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:  
2024-03-29

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



**Especificaciones del producto**  
**S-Monovette® Suero CAT, 9 ml, cierre blanco,**  
**(LxØ): 92 x 16 mm, con etiqueta de papel**

**Página 3**

Ancho de la caja	303 mm
Altura de la caja	150 mm
Volumen de la caja	0.0295 cbm
Peso del producto	0.0088 kg
Peso de la caja	5.35 kg
EAN de la caja interna	4038917124959
EAN de la caja	4038917019569

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:  
2024-03-29

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**