



Especificaciones del producto
S-Monovette® neutra Z, 9 ml, cierre blanco, (LxØ):
92 x 16 mm, con etiqueta de papel

Página 1



Descripción del artículo

| | |
|--------------------------|---|
| Número de pedido | 02.1726.001 |
| Descripción del artículo | S-Monovette® neutra Z, sin preparación, 9 ml, tapón roscado con membrana, cierre blanco, (LxØ) sin tapón: 92 x 16 mm, con etiqueta de papel, etiqueta/impresión: negra, 50 unidades/caja, estéril |

Características del producto

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Tipo de extracción | venosa |
| Tipo de preparación | sin preparación |
| Etiqueta/ Impresión | con etiqueta de papel |
| Color impresión/etiqueta | negra |
| Graduación | escala nominal |
| Tapón | tapón roscado con membrana |
| Tipo de cierre | tapón de rosca |
| Centrifugación recomendada | 2000 x g |
| Temperatura de centrifugación | 20 |
| Tiempo de centrifugación | 10 Min |
| Impermeable | sí |
| Conexión | tapón roscado con membrana |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-05-17

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
S-Monovette® neutra Z, 9 ml, cierre blanco, (LxØ):
92 x 16 mm, con etiqueta de papel

Página 2

Dimensiones

| | |
|-----------------------------|--------|
| Volumen nominal | 9 ml |
| Diámetro | 16 mm |
| Longitud incluido el tapón | 108 mm |
| Longitud sin tapón | 92 mm |
| Longitud con tapón y émbolo | 129 mm |

Material y colores

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Color del producto | transparente |
| Material de cierre | Polietileno de alta densidad (HD-PE) |
| Color del cierre | blanco |
| Material de la membrana | goma |
| Material del tubo | Polipropileno (PP) |
| Material del pistón | Polietileno de alta densidad (HD-PE) |
| Material del émbolo | Poliestireno (PS) |

Pureza y certificación

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Cumple el requisito | IATA, ADR |
| Categoría de producto | In vitro-Diagnóstico, CE |
| Certificación CE | CE |
| Estándar de pureza | estéril |
| Esterilización | Irradiación con electrones |
| Con lotes | sí |

Presentación

| | |
|----------------------------|------------|
| Pedido mínimo | 500 |
| Tipo de embalaje | caja |
| unidades / caja interna | 50 |
| unidades / caja | 500 |
| unidades / pallet | 24000 |
| Profundidad caja interior | 204 mm |
| Ancho de la caja interior | 134 mm |
| Altura de la caja interior | 88 mm |
| Profundidad de la caja | 648 mm |
| Ancho de la caja | 303 mm |
| Altura de la caja | 150 mm |
| Volumen de la caja | 0.0295 cbm |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-05-17

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
S-Monovette® neutra Z, 9 ml, cierre blanco, (LxØ):
92 x 16 mm, con etiqueta de papel

Página 3

| | |
|------------------------|---------------|
| Peso del producto | 0.0078 kg |
| Peso de la caja | 4.84 kg |
| EAN de la caja interna | 4038917133203 |
| EAN de la caja | 4038917024723 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-05-17

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT