



Especificaciones del producto
S-Monovette® neutra Z, 9 ml, cierre blanco, (LxØ):
92 x 16 mm, con etiqueta de papel

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	02.1726.021
Descripción del artículo	S-Monovette® neutra Z, sin preparación, 9 ml, tapón roscado con membrana, cierre blanco, (LxØ) sin tapón: 92 x 16 mm, con etiqueta de papel, etiqueta/impresión: blanco, 1 unidades/blíster, estéril

Características del producto

Tipo de extracción	venosa
Tipo de preparación	sin preparación
Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de papel
Color impresión/etiqueta	blanco
Graduación	escala nominal
Tapón	tapón roscado con membrana
Tipo de cierre	tapón de rosca
Centrifugación recomendada	2000 x g
Temperatura de centrifugación	20
Tiempo de centrifugación	10 Min
Impermeable	sí
Conexión	tapón roscado con membrana

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2026-04-05

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
S-Monovette® neutra Z, 9 ml, cierre blanco, (LxØ):
92 x 16 mm, con etiqueta de papel

Página 2

Dimensiones

Volumen nominal	9 ml
Diámetro exterior de la tapa	19 mm
Diámetro	16 mm
Longitud incluido el tapón	108 mm
Longitud sin tapón	92 mm
Longitud con tapón y émbolo	129 mm

Material y colores

Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	blanco
Material de la membrana	goma
Material del tubo	Polipropileno (PP)
Material del pistón	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Material del émbolo	Poliestireno (PS)

Pureza y certificación

Cumple el requisito	IATA, ADR
Categoría de producto	Diagnóstico in vitro (IVD)
Certificación CE	CE - Declaración del fabricante
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación con electrones
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	blíster
unidades / caja interna	100
unidades / caja	500
unidades / pallet	13500
Profundidad caja interior	351 mm
Ancho de la caja interior	151 mm
Altura de la caja interior	171 mm
Profundidad de la caja	778 mm
Ancho de la caja	368 mm
Altura de la caja	195 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2026-04-05

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
S-Monovette® neutra Z, 9 ml, cierre blanco, (LxØ):
92 x 16 mm, con etiqueta de papel

Página 3

Volumen de la caja	0.0558 cbm
Peso del producto	0.0078 kg
Peso de la caja	5.5 kg
EAN de la caja interna	4038917133234
EAN de la caja	4038917024761

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2026-04-05

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT