

Especificaciones del producto S-Monovette® neutra Z, 9 ml, cierre blanco, (LxØ): 92 x 16 mm, con etiqueta de papel

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido 02.1726.021

Descripción del artículo S-Monovette® neutra Z, sin preparación, 9 ml, tapón

roscado con membrana, cierre blanco, (LxØ) sin tapón: 92 x 16 mm, con etiqueta de papel, etiqueta/impresión: blanco, 1

unidades/blíster, estéril

Características del producto

Tipo de extracción venosa

Tipo de preparación sin preparación

Etiqueta/ Impresión con etiqueta de papel

Color impresión/etiqueta blanco

Graduación escala nominal

Tapón tapón roscado con membrana

Tipo de cierre tapón de rosca

Centrifugación recomendada 2000 x g

Temperatura de centrifugación 20
Tiempo de centrifugación 10 Min
Impermeable sí

Conexión tapón roscado con membrana

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión: 2024-05-07

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto S-Monovette® neutra Z, 9 ml, cierre blanco, (LxØ): 92 x 16 mm, con etiqueta de papel

Página 2

Dimensiones

Volumen nominal 9 ml
Diámetro 16 mm
Longitud incluido el tapón 108 mm
Longitud sin tapón 92 mm
Longitud con tapón y émbolo 129 mm

Material y colores

Color del producto transparente

Material de cierre Polietileno de alta densidad (HD-PE)

Color del cierre blanco Material de la membrana goma

Material del tubo Polipropileno (PP)

Material del pistón Polietileno de alta densidad (HD-PE)

Material del émbolo Poliestireno (PS)

Pureza y certificación

Cumple el requisito IATA, ADR

Categoria de producto In vitro-Diagnóstico, CE

Certificación CE CE Estándar de pureza estéril

Estandar de pureza esterii

Esterilización Irradiación con electrones

Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 500 Tipo de embalaje blíster unidades / caja interna 100 unidades / caja 500 unidades / pallet 13500 Profundidad caja interior 351 mm Ancho de la caja interior 151 mm Altura de la caja interior 171 mm Profundidad de la caja 778 mm Ancho de la caja 368 mm Altura de la caja 195 mm Volumen de la caja 0.0558 cbm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.






Especificaciones del producto S-Monovette[®] neutra Z, 9 ml, cierre blanco, (LxØ): 92 x 16 mm, con etiqueta de papel

Página 3

Peso del producto 0.0078 kg Peso de la caja 5.5 kg

4038917133234 EAN de la caja interna EAN de la caja 4038917024761

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.



Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.

