


Especificaciones del producto

S-Monovette® Fluoruro/EDTA FE, 5,5 ml, cierre amarillo, (LxØ): 75 x 15 mm, con etiqueta de papel

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido 03.1626.001

Descripción del artículo S-Monovette® Fluoruro/EDTA FE, preparación: Fluoruro +

EDTA, 5,5 ml, tapón roscado con membrana, cierre

amarillo, código de color EU, (LxØ) sin tapón: 75 x 15 mm, con etiqueta de papel, etiqueta/impresión: amarillo/negro,

50 unidades/caja, estéril

Características del producto

Tipo de extracción venosa

Tipo de preparación Fluoruro + EDTA

Concentración de la 1,0 mg/ml sangre + 1,2 mg/ml sangre

preparación

Código de color EU

Etiqueta/ Impresión con etiqueta de papel

Color impresión/etiqueta amarillo/negro Graduación escala nominal

Tapón tapón roscado con membrana

Tipo de cierre tapón de rosca

Centrifugación recomendada 2000 x g

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión: 2024-05-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.

5

SARSTEDT



Especificaciones del producto

S-Monovette® Fluoruro/EDTA FE, 5,5 ml, cierre amarillo, (LxØ): 75 x 15 mm, con etiqueta de papel

Página 2

Tiempo de centrifugación 9 Min Impermeable sí

Conexión tapón roscado con membrana

Dimensiones

Volumen nominal 5.5 ml
Diámetro 15 mm
Longitud incluido el tapón 91 mm
Longitud sin tapón 75 mm
Longitud con tapón y émbolo 112 mm

Material y colores

Color del producto transparente

Material de cierre Polietileno de alta densidad (HD-PE)

Color del cierre amarillo Material de la membrana goma

Material del tubo Polipropileno (PP)

Material del pistón Polietileno de alta densidad (HD-PE)

Material del émbolo Poliestireno (PS)

Pureza y certificación

Cumple el requisito IATA, ADR

Categoria de producto In vitro-Diagnóstico, CE

Certificación CE CE Estándar de pureza estéril

Esterilización Irradiación con electrones

Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 500 Tipo de embalaje caja unidades / caja interna 50 unidades / caja 500 unidades / pallet 34000 Profundidad caja interior 189 mm Ancho de la caja interior 117 mm Altura de la caja interior 82 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto

S-Monovette® Fluoruro/EDTA FE, 5,5 ml, cierre amarillo, (LxØ): 75 x 15 mm, con etiqueta de papel

Página 3

Profundidad de la caja 440 mm
Ancho de la caja 400 mm
Altura de la caja 129 mm
Volumen de la caja 0.0227 cbm
Peso del producto 0.0064 kg
Peso de la caja 4.01 kg

EAN de la caja interna 4038917132138 EAN de la caja 4038917024259

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

