



## Especificaciones del producto

**S-Monovette® Citrato 9NC 0.106 mol/l 3,2%, 2,9 ml, cierre verde, (LxØ): 65 x 13 mm, con etiqueta de papel**

**Página 1**



### Descripción del artículo

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de pedido         | 04.1902.001                                                                                                                                                                                                                                         |
| Descripción del artículo | S-Monovette® Citrato 9NC 0.106 mol/l 3,2%, preparación: Citrato 9NC, 2,9 ml, tapón roscado con membrana, cierre verde, código de color EU, (LxØ) sin tapón: 65 x 13 mm, con etiqueta de papel, etiqueta/impresión: verde, 50 unidades/caja, estéril |

### Características del producto

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Tipo de extracción              | venosa                     |
| Tipo de preparación             | Citrato 9NC                |
| Concentración de la preparación | 0,106 mol/l                |
| Código de color                 | EU                         |
| Etiqueta/ Impresión             | con etiqueta de papel      |
| Color impresión/etiqueta        | verde                      |
| Graduación                      | escala nominal             |
| Tapón                           | tapón roscado con membrana |
| Tipo de cierre                  | tapón de rosca             |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-05-17

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



**Especificaciones del producto**  
**S-Monovette® Citrato 9NC 0.106 mol/l 3,2%, 2,9 ml, cierre verde, (LxØ): 65 x 13 mm, con etiqueta de papel**

**Página 2**

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Centrifugación recomendada    | 1800 x g                   |
| Temperatura de centrifugación | 20                         |
| Tiempo de centrifugación      | 10 Min                     |
| Impermeable                   | sí                         |
| Conexión                      | tapón roscado con membrana |

**Dimensiones**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Volumen nominal             | 2.9 ml |
| Diámetro                    | 13 mm  |
| Longitud incluido el tapón  | 81 mm  |
| Longitud sin tapón          | 65 mm  |
| Longitud con tapón y émbolo | 102 mm |

**Material y colores**

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Color del producto      | transparente                         |
| Material de cierre      | Polietileno de alta densidad (HD-PE) |
| Color del cierre        | verde                                |
| Material de la membrana | goma                                 |
| Material del tubo       | Polipropileno (PP)                   |
| Material del pistón     | Polietileno de alta densidad (HD-PE) |
| Material del émbolo     | Poliestireno (PS)                    |

**Pureza y certificación**

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Cumple el requisito   | IATA, ADR                  |
| Categoría de producto | In vitro-Diagnóstico, CE   |
| Certificación CE      | CE                         |
| Estándar de pureza    | estéril                    |
| Esterilización        | Irradiación con electrones |
| Con lotes             | sí                         |

**Presentación**

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Pedido mínimo           | 500   |
| Tipo de embalaje        | caja  |
| unidades / caja interna | 50    |
| unidades / caja         | 500   |
| unidades / pallet       | 42000 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





## Especificaciones del producto

**S-Monovette® Citrato 9NC 0.106 mol/l 3,2%, 2,9 ml, cierre verde, (LxØ): 65 x 13 mm, con etiqueta de papel**

**Página 3**

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Profundidad caja interior  | 171 mm        |
| Ancho de la caja interior  | 105 mm        |
| Altura de la caja interior | 73 mm         |
| Profundidad de la caja     | 388 mm        |
| Ancho de la caja           | 358 mm        |
| Altura de la caja          | 125 mm        |
| Volumen de la caja         | 0.0174 cbm    |
| Peso del producto          | 0.0043 kg     |
| Peso de la caja            | 2.84 kg       |
| EAN de la caja interna     | 4038917134187 |
| EAN de la caja             | 4038917025485 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-05-17

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**