

Especificaciones del producto

S-Monovette® Suero CAT, 2,6 ml, cierre rojo, (LxØ): 65 x 13 mm, con etiqueta de papel

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido 04.1904.100

Descripción del artículo S-Monovette[®] Suero CAT, preparación: Activador de

coagulación, 2,6 ml, tapón roscado con membrana, cierre rojo, código de color ISO, (LxØ) sin tapón: 65 x 13 mm, con

etiqueta de papel, etiqueta/impresión: rojo, 50

unidades/caja, estéril

Características del producto

Tipo de extracción venosa

Tipo de preparación Activador de coagulación

Código de color ISO

Etiqueta/ Impresión con etiqueta de papel

Color impresión/etiqueta rojo

Graduación escala nominal


Tapón tapón roscado con membrana

Tipo de cierre tapón de rosca

Centrifugación recomendada 2000 x g

Temperatura de centrifugación 20 Tiempo de centrifugación 10 Min

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.



Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto S-Monovette® Suero CAT, 2,6 ml, cierre rojo, (LxØ): 65 x 13 mm, con etiqueta de papel

Página 2

Impermeable si

Conexión tapón roscado con membrana

Dimensiones

Volumen nominal 2.6 ml
Diámetro 13 mm
Longitud incluido el tapón 81 mm
Longitud sin tapón 65 mm
Longitud con tapón y émbolo 102 mm

Material y colores

Color del producto transparente

Material de cierre Polietileno de alta densidad (HD-PE)

Color del cierre rojo Material de la membrana goma

Material del tubo Polipropileno (PP)

Material del pistón Polietileno de alta densidad (HD-PE)

Material del émbolo Poliestireno (PS)

Pureza y certificación

Cumple el requisito IATA, ADR

Categoria de producto In vitro-Diagnóstico, CE

Certificación CE CE Estándar de pureza estéril

Esterilización Irradiación con electrones

Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 500 Tipo de embalaje caja unidades / caja interna 50 unidades / caja 500 unidades / pallet 42000 Profundidad caja interior 171 mm Ancho de la caja interior 105 mm Altura de la caja interior 73 mm Profundidad de la caja 388 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto S-Monovette® Suero CAT, 2,6 ml, cierre rojo, (LxØ): 65 x 13 mm, con etiqueta de papel

Página 3

Ancho de la caja 358 mm
Altura de la caja 125 mm
Volumen de la caja 0.0174 cbm
Peso del producto 0.0043 kg
Peso de la caja 2.87 kg

EAN de la caja interna 4038917134231 EAN de la caja 4038917025546

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión: 2024-05-17

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.

