



Descripción del artículo

Número de pedido	04.1904
Descripción del artículo	S-Monovette® Suero CAT, preparación: Activador de coagulación, 2,6 ml, tapón roscado con membrana, cierre blanco, código de color EU, (LxØ) sin tapón: 65 x 13 mm, con etiqueta de plástico, etiqueta/impresión: transparente/blanco, 50 unidades/caja, estéril

Características del producto

Tipo de extracción	venosa
Tipo de preparación	Activador de coagulación
Código de color	EU
Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de plástico
Color impresión/etiqueta	transparente/blanco
Graduación	escala nominal
Tapón	tapón roscado con membrana
Tipo de cierre	tapón de rosca
Centrifugación recomendada	2000 x g
Temperatura de centrifugación	20
Tiempo de centrifugación	10 Min

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
S-Monovette® Suero CAT, 2,6 ml, cierre blanco,
(LxØ): 65 x 13 mm, con etiqueta de plástico

Página 2

Impermeable	sí
Conexión	tapón roscado con membrana

Dimensiones

Volumen nominal	2.6 ml
Diámetro	13 mm
Longitud incluido el tapón	81 mm
Longitud sin tapón	65 mm
Longitud con tapón y émbolo	102 mm

Material y colores

Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	blanco
Material de la membrana	goma
Material del tubo	Polipropileno (PP)
Material del pistón	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Material del émbolo	Poliestireno (PS)

Pureza y certificación

Cumple el requisito	IATA, ADR
Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación con electrones
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	50
unidades / caja	500
unidades / pallet	42000
Profundidad caja interior	171 mm
Ancho de la caja interior	105 mm
Altura de la caja interior	73 mm
Profundidad de la caja	388 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-05-18

Este documento ha sido preparado
por el soporte informático EDP y es
válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
S-Monovette® Suero CAT, 2,6 ml, cierre blanco,
(LxØ): 65 x 13 mm, con etiqueta de plástico

Ancho de la caja	358 mm
Altura de la caja	125 mm
Volumen de la caja	0.0174 cbm
Peso del producto	0.0043 kg
Peso de la caja	2.85 kg
EAN de la caja interna	4038917087988
EAN de la caja	4038917006149

Estas son las especificaciones actuales para este producto.
Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su
totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin
notificación previa.

