



**Especificaciones del producto**  
**S-Monovette® Suero Gel CAT, 2,6 ml, cierre marrón, (LxØ): 65 x 13 mm, con etiqueta de papel**

**Página 1**



### Descripción del artículo

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Número de pedido         | 04.1905.001   |
| Descripción del artículo | S-Monovette® Suero Gel CAT, preparación: activador de coagulación/gel, 2,6 ml, tapón roscado con membrana, cierre marrón, código de color EU/ISO, (LxØ) sin tapón: 65 x 13 mm, con etiqueta de papel, etiqueta/impresión: marrón, 50 unidades/caja, estéril |

### Características del producto

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tipo de extracción            | venosa                       |
| Tipo de preparación           | activador de coagulación/gel |
| Código de color               | EU/ISO                       |
| Etiqueta/ Impresión           | con etiqueta de papel        |
| Color impresión/etiqueta      | marrón                       |
| Graduación                    | escala nominal               |
| Tapón                         | tapón roscado con membrana   |
| Tipo de cierre                | tapón de rosca               |
| Centrifugación recomendada    | 2500 x g                     |
| Temperatura de centrifugación | 20                           |
| Tiempo de centrifugación      | 10 Min                       |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-05-17

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



**Especificaciones del producto**  
**S-Monovette® Suero Gel CAT, 2,6 ml, cierre marrón, (LxØ): 65 x 13 mm, con etiqueta de papel**

**Página 2**

Impermeable sí  
Conexión tapón roscado con membrana

**Dimensiones**

Volumen nominal 2.6 ml  
Diámetro 13 mm  
Longitud incluido el tapón 81 mm  
Longitud sin tapón 65 mm  
Longitud con tapón y émbolo 102 mm

**Material y colores**

Color del producto transparente  
Material de cierre Polietileno de alta densidad (HD-PE)  
Color del cierre marrón  
Material de la membrana goma  
Material del tubo Polipropileno (PP)  
Material del pistón Polietileno de alta densidad (HD-PE)  
Material del émbolo Poliestireno (PS)

**Pureza y certificación**

Cumple el requisito IATA, ADR  
Categoria de producto In vitro-Diagnóstico, CE  
Certificación CE CE  
Estándar de pureza estéril  
Esterilización Irradiación con electrones  
Con lotes sí

**Presentación**

Pedido mínimo 500  
Tipo de embalaje caja  
unidades / caja interna 50  
unidades / caja 500  
unidades / pallet 42000  
Profundidad caja interior 171 mm  
Ancho de la caja interior 105 mm  
Altura de la caja interior 73 mm  
Profundidad de la caja 388 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-05-17

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



**Especificaciones del producto**  
**S-Monovette® Suero Gel CAT, 2,6 ml, cierre marrón, (LxØ): 65 x 13 mm, con etiqueta de papel**

**Página 3**

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Ancho de la caja       | 358 mm        |
| Altura de la caja      | 125 mm        |
| Volumen de la caja     | 0.0174 cbm    |
| Peso del producto      | 0.0049 kg     |
| Peso de la caja        | 3.15 kg       |
| EAN de la caja interna | 4038917134248 |
| EAN de la caja         | 4038917025553 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-05-17

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**