



Especificaciones del producto

S-Monovette® PFA, Citrato 9NC 0.129 mol/l 3,8% tamponada, 3,8 ml, cierre azul claro, (LxØ): 65 x 13 mm, con etiqueta de papel

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	04.1910.001
Descripción del artículo	S-Monovette® PFA, Citrato 9NC 0.129 mol/l 3,8% tamponada, preparación: Solución de citrato trisódico/tampón ácido cítrico, 3,8 ml, tapón roscado con membrana, cierre azul claro, código de color ISO, (LxØ) sin tapón: 65 x 13 mm, con etiqueta de papel, etiqueta/impresión: azul claro, 50 unidades/caja, estéril

Características del producto

Tipo de extracción	venosa
Tipo de preparación	Solución de citrato trisódico/tampón ácido cítrico
Concentración de la preparación	0,129 mol/l pH 5,5
Código de color	ISO
Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de papel
Color impresión/etiqueta	azul claro
Graduación	escala nominal
Tapón	tapón roscado con membrana

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-05-12

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto

**S-Monovette® PFA, Citrato 9NC 0.129 mol/l 3,8%
tamponada, 3,8 ml, cierre azul claro, (LxØ): 65 x
13 mm, con etiqueta de papel**

Página 2

Tipo de cierre	tapón de rosca
Impermeable	sí
Conexión	tapón roscado con membrana

Dimensiones

Volumen nominal	3.8 ml
Diámetro	13 mm
Longitud incluido el tapón	81 mm
Longitud sin tapón	65 mm
Longitud con tapón y émbolo	102 mm

Material y colores

Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	azul claro
Material de la membrana	goma
Material del tubo	Polipropileno (PP)
Material del pistón	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Material del émbolo	Poliestireno (PS)

Pureza y certificación

Cumple el requisito	IATA, ADR
Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación con electrones
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	50
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	50
unidades / caja	500
unidades / pallet	42000
Profundidad caja interior	171 mm
Ancho de la caja interior	105 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-05-12

Este documento ha sido preparado
por el soporte informático EDP y es
válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto

**S-Monovette® PFA, Citrato 9NC 0.129 mol/l 3,8%
tamponada, 3,8 ml, cierre azul claro, (LxØ): 65 x
13 mm, con etiqueta de papel**

Página 3

Altura de la caja interior	73 mm
Profundidad de la caja	388 mm
Ancho de la caja	358 mm
Altura de la caja	125 mm
Volumen de la caja	0.0174 cbm
Peso del producto	0.0045 kg
Peso de la caja	2.97 kg
EAN de la caja interna	4038917134316
EAN de la caja	4038917025638

Estas son las especificaciones actuales para este producto.
Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su
totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin
notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-05-12

Este documento ha sido preparado
por el soporte informático EDP y es
válido sin la firma.



SARSTEDT