

# S-Monovette® Citrato 9NC 0.106 mol/l 3,2%, 4,3 ml, cierre verde, (LxØ): 75 x 13 mm, con etiqueta de papel

Página 1



#### Descripción del artículo

Número de pedido 04.1922.001

Descripción del artículo S-Monovette® Citrato 9NC 0.106 mol/l 3,2%, preparación:

Citrato 9NC, 4,3 ml, tapón roscado con membrana, cierre verde, código de color EU, (LxØ) sin tapón: 75 x 13 mm, con etiqueta de papel, etiqueta/impresión: verde, 50

unidades/caja, estéril

### Características del producto

Tipo de extracción venosa
Tipo de preparación Citrato 9NC
Concentración de la 0,106 mol/l

preparación

Código de color EU

Etiqueta/ Impresión con etiqueta de papel

Color impresión/etiqueta verde

Graduación escala nominal

Tapón tapón roscado con membrana

Tipo de cierre tapón de rosca

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión: 2024-05-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT** 



### Especificaciones del producto

## S-Monovette<sup>®</sup> Citrato 9NC 0.106 mol/l 3,2%, 4,3 ml, cierre verde, (LxØ): 75 x 13 mm, con etiqueta de papel

Página 2

Centrifugación recomendada 1800 x g

Temperatura de centrifugación 20 Tiempo de centrifugación 10 Min Impermeable sí

Conexión tapón roscado con membrana

**Dimensiones** 

Volumen nominal 4.3 ml
Diámetro 13 mm
Longitud incluido el tapón 91 mm
Longitud sin tapón 75 mm
Longitud con tapón y émbolo 112 mm

Material y colores

Color del producto transparente

Material de cierre Polietileno de alta densidad (HD-PE)

Color del cierre verde Material de la membrana goma

Material del tubo Polipropileno (PP)

Material del pistón Polietileno de alta densidad (HD-PE)

Material del émbolo Poliestireno (PS)

Pureza y certificación

Cumple el requisito IATA, ADR

Categoria de producto In vitro-Diagnóstico, CE

Certificación CE CE Estándar de pureza estéril

Esterilización Irradiación con electrones

Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 50
Tipo de embalaje caja
unidades / caja interna 50
unidades / caja 500
unidades / pallet 39000

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





# S-Monovette® Citrato 9NC 0.106 mol/l 3,2%, 4,3 ml, cierre verde, (LxØ): 75 x 13 mm, con etiqueta de papel

Página 3

Profundidad caja interior 171 mm Ancho de la caja interior 116 mm Altura de la caja interior 73 mm Profundidad de la caja 388 mm Ancho de la caja 358 mm Altura de la caja 135 mm Volumen de la caja 0.0188 cbm Peso del producto 0.005 kg Peso de la caja 3.26 kg

EAN de la caja interna 4038917134385 EAN de la caja 4038917073745

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

